

# SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest

Der NowCheck COVID-19 Ag Test bringt Klarheit – schnell, sicher und direkt vor Ort.

- **Schneller Nachweis:** Testergebnis innerhalb kürzester Zeit sichtbar (ca. 15 Minuten).
- **Einfach anzuwenden:** Ein Nasen-Rachen-Abstrich reicht aus. Alle Testkomponenten im Kit enthalten – inklusive sterilen Abstrichtupfern. Lagerung bei 2-30 °C.
- **Sicher und genau:** Hohe Sensitivität von 96 % und Spezifität von 99 %. Sehr gute Ergebnisse auch in weiteren unabhängigen Studien.\*
- **Unabhängig geprüft:** Evaluiert und empfohlen vom Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG).<sup>1</sup> In klinischen Studien in Brasilien (FIND/WHO)<sup>2</sup>, Malaysia und Russland validiert. CE-IVD zertifiziert. Gelistet beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sowie erfolgreich evaluiert vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und Robert-Koch-Institut (RKI).<sup>3</sup>
- **25 Einzeltests pro Packung. Sofort erhältlich von INDICAL, auch in hohen Stückzahlen.**



## INDICAL BIOSCIENCE – 25 Jahre Erfahrung mit meldepflichtigen Erkrankungen

INDICAL ist ein global agierendes Biotechnologieunternehmen und mit über 25 Jahren Erfahrung ein führender Anbieter von Testsystemen speziell für den sicheren und hochzuverlässigen Nachweis von Krankheitserregern – wie Influenza A, Afrikanische Schweinepest und Coronaviren. [www.indical.com](http://www.indical.com)

### NowCheck COVID-19 Ag Test – Referenzen und Links

- 1 Bundesamt für Gesundheit (BAG). Fachinformation für die Covid-19-Testung. Leistung und Qualität der Tests. <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html#-1015525247>
- 2 The Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND): FIND evaluation of SARS-CoV-2 antigen (Ag) detecting tests. <https://www.finddx.org/covid-19-old/sarscov2-eval-antigen/>
- 3 Paul-Ehrlich-Institut – Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel: Vergleichende Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2 Antigenschnelltests. [https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=DB61C1E5B3A7D49EA74606656FB3FFB.intranet232?nn=169730&cms\\_pos=7](https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=DB61C1E5B3A7D49EA74606656FB3FFB.intranet232?nn=169730&cms_pos=7)
- 4 Gebrauchsanweisung NowCheck COVID-19 Ag Test: [https://shop.indical.com/out/media/IFU\\_NowCheck\\_COVID19-Ag-Test\\_DE.pdf](https://shop.indical.com/out/media/IFU_NowCheck_COVID19-Ag-Test_DE.pdf)

### Bestellinformationen

Produkt	Kurzbeschreibung und Packungsinhalt	Bestellnummer
NowCheck COVID-19 Ag Test Kit (25 Tests)	Der NowCheck COVID-19 Ag Test Kit von Bionote ist ein chromatographischer Immunoassay zum qualitativen Nachweis von spezifischen Antigenen gegen SARS-CoV-2. <b>Inhalt:</b> 25 x Testkassetten (einzeln verpackt in einem Folienbeutel mit Trockenmittel), 25 x Extraktionspufferröhrchen, 25 x Tropfverschlusskappen, 25 x (steril verpackte) Abstrichtupfer, 1 x Halterung aus Karton, 1 x Folie, 1 x Gebrauchsinformation	BN-RG1901DG



### Jetzt einfach online bestellen: [go.indical.com/nowcheck](http://go.indical.com/nowcheck)

E-mail: [support@indical.com](mailto:support@indical.com) | Telefon: +49 341 12454 0 | Fax: +49 341 12454 60 | Folgen Sie uns auf [LinkedIn](#)

Die Testdurchführung richtet sich ausschließlich an Fachkreise und ist nicht für den privaten Gebrauch vorgesehen. Sowohl die Durchführung als auch die Interpretation darf durch einen Arzt bzw. eine ärztlich autorisierte und geschulte Person durchgeführt werden. Wir stellen Ihnen gerne weiterführende Informationen zur Verfügung. Das Produkt ist nur zur Überwachung und nicht zur endgültigen Diagnose bestimmt. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsinformation. Die regulatorischen Anforderungen variieren je nach Land, das Produkt ist möglicherweise in Ihrer geografischen Region nicht verfügbar. Warenzeichen/Markennamen: Bionote®, NowCheck™ (Bionote, Co., LTD.). INDICAL® (INDICAL BIOSCIENCE GmbH). Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die in dieser Publikation verwendeten Markennamen oder Warenzeichen ungeschützt sind, auch wenn sie nicht als Markenname oder Warenzeichen gekennzeichnet sind. INFLY-SARS-CoV-2-Rapid-Ag-Test-20210114-DE © 2021 INDICAL BIOSCIENCE

**INDICAL**  
BIOSCIENCE

Vertrieb durch:  
INDICAL BIOSCIENCE GmbH  
Deutscher Platz 5b  
04103 Leipzig, Germany

